



## Fiche Technique

**Référence : AER 5902 DO**

Gencod : 3328680045003



*Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part*

Photo non contractuelle

## Aérosol de désinfectant & désodorisant Spécial E.P.I.



### Propriétés du produit actif :

Cet aérosol de désinfectant et désodorisant, pour équipement de protection, permet de désinfecter les gants, casques et les chaussures de sécurité.

Action curative, sa solution permet d'éliminer en quelques minutes les bactéries, effet bactéricide EN 1276, et les champignons, effet fongicide EN 1650, après 30 mn de contact.

Action préventive sur les mycoses et infections.

Utilisation multi position.

Agréablement parfumé - Action rapide

### Contenance :

405 ml brut - 300 ml net -

### Utilisation et mode :

Agiter avant emploi, pulvériser à l'intérieur des équipements de protection et laisser agir quelques instants.

Usage externe



**Avec Farmor, prenez le Reflex**

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - [info@reflex-premiers-secours.com](mailto:info@reflex-premiers-secours.com)

