

## Jeu de fixations BO pour chauffe-eau



### Applications

#### **A utiliser dans :**

- béton
- pierres naturelles
- parpaings pleins
- panneaux en plâtre plein
- briques à perforations verticales
- parpaings perforés silico-calcaires
- parpaings creux
- béton cellulaire

#### **Pour fixer :**

- lavabos
- urinoirs

### Description

#### **WD, WDE, WST, UST, BO**

- Jeu de fixation se composant d'une cheville nylon, d'un goujon fileté et d'un écrou à collerette ou d'une rondelle à collerette avec écrou six pans (rondelle excentrée à épaulement pour WST).

#### **KM 10**

- Spécialement pour fixation de lavabos et urinoirs au travers de parois minces

#### **WD HM :**

- Jeu de fixation se composant d'une cheville HM, d'une tige filetée, d'une rondelle excentrée à épaulement en nylon, d'une rondelle métallique et d'un écrou six pans métallique.
- Pour la fixation de lavabos sur pieds dans des supports creux

### **Avantages**

- Montage facile et rapide.
- Les rondelles à collerette et les écrous à collerette sont fabriqués dans un polyamide ultra-résistant. Ils résistent au vieillissement et aux agents chimiques et assurent une fixation élastique n'endommageant pas la céramique.
- Les capuchons chromés de grande qualité assurent un aspect visuel à long terme.

### **Mise en œuvre**

#### **Type de montage :**

- Montage à fleur ou en attente.
- En cas de fixation dans un support creux ou du béton cellulaire, nous recommandons l'utilisation d'un scellement chimique type FIS VS 150 C.

#### **Instructions de montage :**

- Pour obtenir la capacité de charge maximale de la cheville, il faut que la vis dépasse de l'extrémité de la cheville d'au moins 1 x diamètre de vis et que la cheville soit ancrée dans le support sur la totalité de sa zone d'expansion.
- Le carrelage et l'enduit sont considérés comme couches non portantes.

Données techniques

Type	N° Code	ETA DIBt	Clé EAN	contenu par sachet [pièces]	Boîte de [pièces]	carton de [pièces]	GTIN (code EAN)
BO 120	080654	-	8	4 chevilles UX 14, 4 goujons M10x120 électrozingués, 4 écrous sans collerette BU-oH M10	25	25	4006209806548