



FARMOR SARL

**Fiche technique des produits référence :**

**FLA 7100 OC - Flaçon de 100 ml de solution oculaire stérile**

**FLA 7250 OC - Flaçon de 250 ml de solution oculaire stérile**

**FLA 7500 OC - Flaçon de 500 ml de solution oculaire stérile**



Ces 3 flaçons de sérum physiologique stérile permettent des rinçages oculaires immédiats et abondants.

Ils sont particulièrement recommandés lors de projections d'éléments solides – poussière, sciure ...

Le flaçon de 500 ml permet également de recharger la station oculaire murale, référence DUO 7502 OC. Il comporte une étiquette avec le mode d'utilisation schématisé.

Ces flaçons sont à usage unique et à jeter après utilisation.

Ils sont fournis avec une œillère ergonomique



***Œillère ergonomique***